

Зажимы и поручни



Комплекующие принадлежности к медицинским консолям – поручень, медицинская раampa, медицинский настенный рельс и зажимы.

Функции поручней: облегчение самостоятельного передвижения пациента, размещение дополнительных устройств с помощью зажимов (аспирационных ёмкостей), держателей инфузионных растворов, установка мобильных и функциональных полок на медицинский рельс.

Поручни всегда присутствуют на крупногабаритных медицинских консолях, вакуумных установках, операционных микроскопах, транспортных аппаратах ИВЛ для облегчения перемещения.

Медицинские поручни и рельсы бывают напольными, настенными, потолочными, вертикальными и горизонтальными; мобильными шарнирными и фиксированными крепятся к медицинским консолям, функциональным медицинским кроватям, защитным боксам для транспортировки инфицированных больных и транспортным инкубаторам для новорожденных.

Материал для поручней – чаще нержавеющая сталь.

Зажимы-фиксаторы на поручни призваны фиксировать дополнительные устройства – анестезиологические трубки, отсосы, дуги для отсоса и секции, отграничивающие операционное поле. Вариант зажима – кольцо-держатель (для контейнеров, инфузионных систем). Зажимы крепятся путем клиновидного или винтового механизма. Зажимы могут быть отдельным приспособлением, могут быть встроены в оборудование (например - шприцевой насос Techic I).

Компания Вестмедгрупп предлагает широкий выбор держателей и клинов для медицинской практики:

- Крепления к перекладине из алюминия;
- ABS крепления к перекладине;
- Хромированные крепления к перекладине;
- Настенные корпуса ABS;
- Клин OHMEDA;
- Держатель из алюминия;
- Поручень из нержавеющей стали 30x10 мм.